



DANKE

Bevor ich Ihnen erzähle, wie Easy Smile funktioniert, möchte ich Ihnen für den Kauf danken, den Sie gerade getätigt haben.

Wir von der Firma Upshell arbeiten jeden Tag hart daran, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir versuchen, die besten Produkte zu einem Preis anzubieten, den sich jeder leisten kann. Wenn Sie Easy Smile nach der ersten Anwendung als nützlich und effektiv empfinden, bitten wir Sie um einen kleinen Gefallen: Teilen Sie Ihr Ergebnis durch eine Bewertung auf Amazon mit: Sie helfen damit nicht nur uns als italienisches Unternehmen zu wachsen, sondern auch anderen Menschen, die auf der Suche nach dem besten Bleichmittel unter den auf Amazon angebotenen Produkten sind.



WIE FUNKTIONIERT DAS?

Unser Easy Smile Bleichmittel verwendet eine spezielle innovative blaue LED-Lichttechnologie. Die blauen Strahlen reagieren mit dem Bleaching-Gel und entfernen effektiv Flecken auf der Oberfläche der Zähne. Das Mundstück wurde durch technische Studien so weich wie möglich gestaltet. Sie werden das Easy Smile Kit bequem finden und während des Aufhellungsprozesses kein Unbehagen verspüren. Wenn Sie auf das Mundstück beißen, passt es und bedeckt Ihre Zähne vollständig. Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, ist es sehr wichtig, dass Sie wissen, wie sie funktioniert und welche Schritte zu befolgen sind. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Behandlung beginnen!

ANWENDUNGEN

Der Bleicher ist ideal für die Entfernung von: Kaffee Flecken, Tabak, genetische Flecken, Tetracyclin, Lebensmittelfarben, Alterung und andere Faktoren, die Verfärbungen verursachen können.

ERHALTUNG

Setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus und lagern Sie es an einem kühlen Ort.

BENUTZERHANDBUCH

1. Spülen Sie das Mundstück und den Mund vor dem Gebrauch aus.

2. Schauen Sie in den Spiegel, um Ihre Zähne mit dem Führungspapier zu vergleichen und die Ausgangsfarbe zu überprüfen. 3. Drehen Sie den Zahnweiß-Gel-Stift, bis das Gel in Richtung der Bürste fließt. Tragen Sie das Gel gleichmäßig auf alle Zähne auf, sowohl oben als auch unten. Verwenden Sie nicht zu viel Gel, mehr Gel führt nicht zu einem besseren oder schnelleren Ergebnis. Verwenden Sie jedes Mal etwa 0,5 ml bis 0,7 ml. Vermeiden Sie es, das Gel direkt auf das Zahnfleisch oder die Innenseite der Lippen aufzutragen. Wenn Sie das Gel versehentlich auf das Zahnfleisch auftragen, seien Sie nicht beunruhigt, denn das brennende Gefühl wird innerhalb weniger Minuten verschwinden.

Unbedingt mit Wasser abspülen.


4. Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Ladung vollständig ist. Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und beißen Sie darauf, dann schalten Sie das LED-Licht ein, indem Sie den Knopf gedrückt halten. Atmen Sie tief durch, um die Speichelproduktion zu reduzieren. (Übermäßiger Speichel verdünnt die Gelkonzentration).

5. Das Bleichgerät schaltet sich nach 16 Minuten automatisch ab. Nehmen Sie es heraus, spülen Sie das Mundstück und den Mund mit Wasser aus und vergleichen Sie Ihre Zähne erneut mit der Farbkarte, um die Verbesserung zu sehen.

6. Nach der Behandlung dürfen Sie 30 Minuten lang nichts essen oder trinken, außer Wasser.



Spülen Sie den Mund aus
vor Gebrauch



Tragen Sie das Gel mit dem Stift
auf alle Zähne



Setzen Sie das Mundstück ein und
beißen Sie darauf,
dann das LED-Licht einschalten



16 Minuten warten, um
die Behandlung abzuschließen



Den Mund ausspülen
mit Wasser



Mundstück mit Wasser auswaschen
und Gelstift mit Kappe verschließen

PROMEMORY

1. Spülen Sie den Mund gründlich aus, trocknen Sie das Wasser auf der Oberfläche der Zähne vollständig ab und tragen Sie das Gel gleichmäßig auf die Zähne auf.
2. Überschüssiger Speichel kann die Konzentration des Gels verdünnen.
3. Die Zähne sind bei jedem Menschen anders, bei manchen Menschen ist eine leichte Empfindlichkeit normal. Um die Beschwerden zu lindern, kann ein desensibilisierendes Gel aufgetragen werden. Wenn die Beschwerden stark sind, reduzieren Sie die Anwendungsdauer oder beenden Sie die Anwendung sofort.
4. Vermeiden Sie es, das Bleaching-Gel direkt auf den Zahnfleischbereich oder die Innenseite der Lippen aufzutragen.
5. Sollte das Gel versehentlich auf Ihr Gesicht oder Ihre Kleidung gelangen, waschen Sie es sofort ab.
6. Bitte stecken Sie die Kappe nach Beendigung der Zahnaufhellungsbehandlung auf den Stift, damit sich der Wirkstoff nicht verflüchtigt.
7. Bewahren Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
8. Es wird empfohlen, das Bleichmittel nicht öfter als 4 Mal pro Woche zu verwenden.

ZUTATEN

Sorbitol, Wasser, Phthalimidoperoxysäure (PAP), Propylenglykol, Glycerin, Kaliumnitrat, PEG-8, Hydroxyapatit, Cellulosegummi, Hydroxyethylcellulose, Xanthan-Gummi, Natriumsaccharin, Menthol, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Aloe Vera)-Blattsaft, Chamomilla Recutita-Extrakt, Punica Granatum-Samenextrakt, Natriumbicarbonat, Propylparaben.

ANMERKUNGEN

1. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden.
2. Ladestatus: Das Easy smile-Mundstück blinkt, wenn es sich im Ladestatus befindet.
3. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.
4. Die Lebensdauer des Aufhellers beträgt etwa 24 Monate.