



EASY SMILE

PRO

MANUAL DE USO

KIT DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Scanning the QR code you will find
the USER MANUAL in the following
languages also

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS



Thank You

Antes de explicarte cómo funciona Easy Smile, quiero agradecerte sinceramente por tu reciente compra.

En ESMILE, trabajamos cada día con dedicación para ofrecerte soluciones efectivas y productos de alta calidad a un precio accesible para todos.

Si después de la primera aplicación encuentras Easy Smile Pro útil y eficaz, te pedimos un pequeño favor:

Comparte tu experiencia dejando una reseña en Amazon.

Nos ayudarás a crecer como empresa italiana y, al mismo tiempo, a otras personas que buscan el mejor blanqueador dental disponible en Amazon.

¡Gracias por tu apoyo!



Nuestro kit de blanqueamiento dental con luz LED Easy Smile Pro utiliza una tecnología especial de luz fría, combinada con una boquilla y una luz fría de alta intensidad.

El haz de luz azul reacciona con el gel profesional para el blanqueamiento dental, eliminando eficazmente las manchas de la superficie de los dientes.

La boquilla suave ha sido diseñada siguiendo los principios de la ingeniería oral humana, lo que permite una mayor comodidad durante el proceso de blanqueamiento dental.

Al morder la boquilla, esta se adapta completamente y cubre los dientes. Antes de comenzar el tratamiento, es muy importante conocer su funcionamiento y los pasos necesarios para la preparación.

Por favor, lea atentamente las instrucciones.

Certificate of Registration

This is to certify that the Quality Management System of

Nanchang Dental Right Technology Co., Ltd.

Unifast Social Credit Code: 913601060702048P

Operation Address: Building 101, Building 102, Nanchang Eastern Industrial Park, No.2799,
Tiansheng Road, Hupu-Sao Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, China

Registered Address: Building 101, Nanchang Jiefang Industrial Park, No.2799, Tiansheng Road,
Hupu-Tech Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, China

applicable to

Production and sales of tooth whitening instruments, tooth whitening gels and tooth whitening kit (export to Europe and America)

has been assessed and approved by NQA against the provisions of

ISO 13485:2016

This organization is subject to be monitored according a quality management system, to the above standard, which will be awarded by NQA.

Certified Client shall accept regular surveillance assessments, the validity of certificate shall be maintained for the positive result of audit.

The certification of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)

NQA's website: www.nqa.com.cn

Managing Director

Certificate Number: 47344

Date: 22 December 2019
Valid Until: 22 December 2024
EAC Code: 18

CE

Signed for and on behalf of
 ILL-CRSC Standards Technical Services Co., Ltd. (Singapore Branch)

Jenny
Jenny Lee
Approved Signature



Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/14. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

[illegible]

	
Verification Report	
No. CASBC/CH220101	Date: 18 Aug 2016
Page 1 of 23	
BUCHANG TECH. BRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD. BUCHANG 2ND. DACHANGJIAN ZHANG INDUSTRIAL PARK, 279 THUNDERING HWY., HONG-TECH ZONE, SUICHANG, JIANGSU, CHINA	
Sample Name :	Tenth Wharfing Lead Light
SGS Job No. :	CPN-04700 - 002
Internal Reference No. :	CPN-04700001
Tested Items Under Test :	L1-L102
Test Method / Standard :	ISO 9001
Manufacturer :	L1-L107
Manufacturer :	BUCHANG TECH. BRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD.
Date of Sample Received :	25 JUN 2016
Verification Period :	25 JUN 2016 - 18 AUG 2016
Verification Requested :	Audit according to Quality Certificate (20140805)-renewing ISO9001
Verification Method :	Please refer to the audit plan.
Verification Report :	Please refer to the audit plan.
Verification Conclusion :	Based on the verification results of the submitted samples, the results of audit, observation, consultation, discussion, Pre-qualified Inspection Report (PPQR), Pre-qualified Assessment (APR) together with the limits set and by BUCHANG 2ND. DACHANGJIAN ZHANG INDUSTRIAL PARK, 279 THUNDERING HWY., HONG-TECH ZONE, SUICHANG, JIANGSU, CHINA.
Note :	The test results are related only to the tested items. The report shall not be considered as evidence in full without the entire assessment of the factory facilities.

Signal for and on behalf of
S&S/CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Quartermen Road

Jenny Liao
Approved Signature



© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 105–114

CPSR

ROHS

CÓMO SE USA


1. Seca tus dientes y enjuaga la boquilla antes de usarla. 2. Mírate en el espejo y compara el tono de tus dientes con la guía de tonos para registrar tu punto de partida. 3. Gira el lápiz blanqueador hasta que el gel comience a salir y aplícalo uniformemente sobre los dientes superiores e inferiores. Usa aproximadamente 0,5-0,7 ml por aplicación.

4. Coloca la boquilla en la boca, muérdela suavemente y mantén presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos para iniciar el tratamiento. Consejo: Comienza con la luz azul, presiona nuevamente para cambiar a rojo en 5 segundos. Si presionas dos veces, se activará la luz roja y azul en 5 segundos. 5. La luz LED se apagará automáticamente después de 16 minutos. Luego, enjuaga la boquilla y tu boca con agua y compara nuevamente con la guía de tonos para ver cuántos niveles han mejorado tus dientes. 6. No comas ni bebas nada (excepto agua) durante 30 minutos después del tratamiento.

¡COMIENZA A BLANQUEAR TUS DIENTES!



Enjuaga tu boca
con agua.



Aplica el gel en la superficie
de todos los dientes



Coloca EasySmile en la boca,
Mantén presionado el botón de encendido
durante 1,5 segundos para comenzar.



Espera 16 minutos
para finalizar el tratamiento.



Enjuaga tu boca con agua.



Enjuaga la boquilla con agua.

¿QUÉ PUEDE ELIMINAR?

Manchas en los dientes causadas por café, tabaco, genética, tetraciclina, colorantes alimentarios, envejecimiento y otros factores que pueden provocar decoloración.

ALMACENAMIENTO

Evitar la exposición directa al sol y conservar en un lugar fresco y seco.

Duración de almacenamiento: 12 meses.

NOTAS IMPORTANTES

- 1.Carga: Requiere 2 horas para una carga completa.
- 2.Estado de carga: Luz intermitente durante la carga, luz apagada cuando la carga está completa.
- 3.Encendido/apagado: Mantén presionado el botón durante 1,5 segundos.
- 4.Precaución: El dispositivo no debe sumergirse en agua durante períodos prolongados.

US PATENT NO: D864,399 S

EU PATENT NO: 006537908

RECORDATORIO

1. Seca completamente tus dientes y la boquilla, ya que el agua puede diluir el gel.
2. Evita aplicar el gel en las encías o los labios. Si esto ocurre, enjuaga inmediatamente con agua. La sensación de ardor desaparecerá en 24 horas.
3. Es normal sentir una ligera sensibilidad durante el tratamiento. Puedes aplicar un gel desensibilizante después del procedimiento. Si sientes dolor intenso, suspende el tratamiento.
4. Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
5. Consulta a un médico antes de usarlo si estás embarazada, en periodo de lactancia, tienes problemas en las encías o has tenido una cirugía oral reciente.

PRECAUCIONES

1. No apto para dientes de cerámica o postizos.
2. No es efectivo para la decoloración dental causada por lesiones o medicamentos.
3. No apto para casos graves de tetraciclina o dientes con caries.
4. No recomendado para dientes con esmalte defectuoso, dentina expuesta o dañados.
5. No apto para niños menores de 16 años.